



NBI 校正キット Modl:NBI-CAL



製品紹介

水質系センサーの測定の精度を保ち、センサーの寿命を延ばすためには、定期的な校正が不可欠です。校正ツールセットは、校正プロセスを合理化し、操作を迅速かつ正確に完了し、メンテナンスコストを削減します。


適用範囲

NBIの水質系センサーの校正

- pHセンサー
- ECセンサー
- DO(溶存酸素)センサー
- TS(濁度)センサー
- ORPセンサー
- 塩分センサー

機能特徴

- NBIの水質センサー校正に必要なすべてのツールをセットにしました。
- NBIが独自に開発したセンサーパラメータ設定ソフトウェアを備え、センサーの内部パラメータを再構成して偏差を補正します。
- 各センサー校正に必要な薬液だけを購入できます。



内容詳細

校正キット基本ツールセット NBI-CAL

No.	内容物	内容量
1	250mlプラスチックボトル	3個
2	ポリプロピレン手付ビーカー	1個
3	25mlガラスビーカー	1個
4	水用温度計	1個
5	ブラシ	1個
6	ガラス棒	1本
7	USBアダプタ	1個
8	NBI水質センサー校正ソフトウェア	ダウンロード
9	海水比重計	1個



校正キット 基本ツールセット



塩分センサー用セット



EC(導電率)センサー薬液セット



pH(水素イオン指数)センサー薬液セット



DO(溶存酸素)センサー薬液セット



TS(濁度)センサー薬液セット



ORP(酸化還元)薬液セット

薬液セット

品名	内容物	内容量
PH (水素イオン指数) センサー薬液セット/NBI-CAL-pH (3回分)	精製塩 (海水対応用)	50 g
	精製水	2本
	pH緩衝液顆粒 pH4.00/6.86/9.18	各 3パック (3回分)
	3mol/l KCL溶液 (保管用)	50ml
DO (溶存酸素) /NBI-CAL-DO センサー薬液セット (3回分)	精製塩 (海水対応用)	50 g
	精製水	2本
	亜硫酸ナトリウム粉末	30 g (3回分)
ORP (酸化還元) /NBI-CAL-ORP センサー薬液セット (2回分)	精製塩 (海水対応用)	50 g
	精製水	2本
	pH緩衝液顆粒 pH6.86	2パック (2回分)
	キンヒドロン粉末	5 g (2回分)
EC (導電率) /NBI-CAL-EC センサー薬液セット (2回分)	精製塩 (海水対応用)	50 g
	精製水	2本
	1413μS/cm 標準液	20ml×2 (2回分)
TS (濁度) /NBI-CAL-TS2 センサー薬液セット (5回分)	精製塩 (海水対応用)	50 g
	精製水	2本
	ホルマジン標準液400NTU	100ml (5回分)
	遮光ボトル	1本
塩分センサー用セット/NBI-CAL-NA	精製塩 (海水対応用)	50 g
	精製水	2本



深圳市农博创新科技有限公司 Shenzhen NBI Technology CO., LTD

TEL+86-755-36309585

www.nongbotech.cn | service@nongbotech.com

日本総代理店

株式会社テクサー

〒105-0014 東京都港区芝 2 丁目 5-19 ITO ビル

5 階 TEL:03-6803-4317 FAX:03-6803-4318

www.techsor.co.jp | info@techsor.co.jp

ZETAアライアンス

www.zeta-alliance.org | info@zeta-alliance.jp

2021.03.01